

Seminering – steg för steg

» Innan du börjar

För att få lov att seminera i besättningen måste djurägare eller personal, enligt Jordbruksverkets föreskrifter, ha genomgått en av Jordbruksverket godkänd utbildning. Gård & Djurhälsan erbjuder godkända kurser i seminering av grisar. Suggan/gyltan kontrolleras mot galt för att se om hon har ståbrunst. Enbart suggor/gyltor med tydlig ståbrunst ska semineras.

» Steg för steg

- Ta ett rent och torrt papper och torka rent suggans vulva. Förutom att få bort eventuell smuts är detta en stimulans för suggan.
- Kontrollera om suggan ska semineras med galt för framtida slaktgrisar (Hampshire eller Duroc) eller för egen rekrytering (Lantras eller Yorkshire).
- Kontrollera ”bäst före datum” på dosen så den inte är för gammal.
- Öppna plastförpackningen runt katetern i änden som ska kopplas ihop med semindosen. Tryck ihop semindosen med katetern och öppna plasten i andra änden. Undvik att förorena den del av katetern som ska föras in i suggan.

» Steg för steg, forts.

- För isär blygden med tumme och pekfinger. Håll över plasten på katetern nära den del som ska föras in, för en stadigare hantering.
- För in katetern, vinkla den snett uppåt för att undvika urinrörets mynning, och för fram katetern tills det tar stopp. Det kan variera hur långt in katetern går.
- När det tar stopp, vid livmoderhalsens början (”kuddarna”), vinklar du upp katetern och håller handen under övergången till semindosen så sperman fritt kan passera.
- Fortsätt att stimulera suggan som vid brunstkontroll. Använd gärna hjälpmedel såsom seminbåge eller stimulussadel.

» Efter seminering

Suggan ska själv suga i sig dosen. Suger hon för fort kan en del rinna ut – sänk då dosen och vänta lite innan den höjs igen. När hon tagit till sig dosen fortsätter stimuleringen tills katetern är tömd, innan den dras ut snett nedåt. Journalför semineringen: id-nummer, datum, dosens batchnummer eller galtens id samt vem som seminerat. Går även att göra via Pigvision-appen (WinPig) genom att scanna QR-koden på semindosen.

Vill du veta mer?

Läs mer om semineringen i kompass DR7a – Seminering.

HAMPSHIRE
LONGLIFE

Batch 6013

SISTA . ANV . DAG
20/01/26

EEC . NUMBER . 103



Till vänster: Fortsätt stimulera suggorna vid seminering.
I mitten: Håll handen under övergången mellan katetern och semindosen. Foto: Jessica Sandberg.
Till höger: Semindos för slaktgrisar. Foto: Mikaela Lekenvall.